



کلینیک فروردین
FARVARDIN DENTAL CLINIC



مراقبت های پس از پروتز متحرک

FARVARDIN

DENTAL CLINIC



۰۲۱ ۶۶ ۳۶ ۲۳ ۳۴

۰۲۱ ۶۶ ۳۶ ۲۲ ۱۲

۰۲۱ ۹۲ ۲۰ ۰۰ ۰۶۰

 farvardin_dentalclinic

 f-dentalclinic.ir





توصیه می‌شود که روزهای اول استفاده، حتی در هنگام خواب (به منظور عادت) دندان مصنوعی را خارج نکنید

حداقل ۲ بار در روز مسواک زده شود

هنگام تمیز کردن پروتز، مراقب افتادن آن از ارتفاع باشید

با مسواک مخصوص دندان مصنوعی، سطح داخل و خارجی پروتز و با یک مسواک بسیار نرم، لثه و مخاط داخلی دندان تمیز شود

بعد از مسواک با تجویز پزشک، با استفاده از دهان شویه مانند آب نمک، سدیم فلوراید یا کلرگزیدین دهان را ضدعفونی کنید

قبل از خواب پروتز متحرک حتما برداشته شود

هفته‌ای یکبار دندان مصنوعی را داخل یک محلول ضدعفونی کننده قرار دهید

در صورت عدم استفاده پروتز در ظرف آب نمک قرار داده شود

هنگام حمام کردن می‌توانید پروتز را داخل یک محلول تمیز کننده قرار دهید. محلول تمیز کننده را می‌توان با اضافه کردن یک قاشق چایخوری سرکه یا قرص مخصوص شستشوی پروتز با یک لیوان آب ولرم تهیه کرد. بعد از خارج کردن دندان مصنوعی از محلول تمیز کننده، آن را به طور کامل با آب شستشو داده سپس آن را داخل دهان بگذارید

استفاده پروتز متحرک به مدت طولانی سایش دندان‌ها، تحلیل استخوان و لثه‌ها و گاه لقی و پوسیدگی دندان‌های پایه را به دنبال دارد که نیاز به ترمیم و تعویض پیدا می‌کند

از وسایل فلزی جهت تمیز کردن فضای خالی بین دندان‌ها استفاده ننماید. همچنین استفاده از خلال چوبی نیز می‌تواند موجب تحلیل لثه شود

در پروتز پارسیل متحرک، رعایت بهداشت دهان و دندان‌های باقی مانده الزامی است

مراجعه مرتب بیمار به دندانپزشک و توجه به تذکرات وی توصیه می‌گردد



عوارض احتمالی

- زخم لثه، گونه و زبان، تنگ یا گشاد بودن پروتز (در این صورت از هرگونه دستکاری خودداری کرده و جهت اصلاح و تعمیر به دندانپزشک مراجعه کنید)

(شبانه روزی)

کلینیک دندانپزشکی
فروردین

